

## Kerbl Mischerkanülen Technovit-2-Bond,160ml, 25 Stück



25 Stück



Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

13,49 €

1-2Days  
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Kerbl Mischerkanülen Technovit-2-Bond, 160 ml, 16270

•

Technovit-2-Bond ist ein schnelltrocknender Zweikomponenten-Kleber zur Klauenbehandlung. Mit einer geringen Menge des Klebstoffes befestigen Sie binnen Sekunden Holz- oder Gummiklötze an gesunden Klauen, um die erkrankte nach Behandlung zu entlasten und die Heilung zu beschleunigen.

- 

Die Vorteile auf einen Blick:

- trocknet innerhalb 30 Sekunden
- haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen
- einfach in der Anwendung, kein Anmischen, keine Abfälle
- geruch- und gefahrlose Anwendung auch in Räumen

Die praktischen Sets von Technovit-2-Bond gibt es auch mit oder ohne Dosierpistole und beinhaltet das Zubehör für ca. 10 Anwendungen (abhängig von Klauengröße und Anwendungsfertigkeit).

So einfach ist die Anwendung: Entfernen Sie den Verschluss an der Kartusche und setzen Sie die Mischkanüle auf. Drücken Sie eine kleine Menge Klebstoff heraus. Dies ist notwendig, dass sich die zwei Komponenten optimal mischen. Tragen Sie nun einen Strang des Klebstoffs auf den Klotz. Setzen Sie die Klotz zügig auf die vorher bearbeitete, saubere und trockene gesunde Klaue. Nach ca. 30 Sekunden ist der Kleber ausgehärtet, nach ca. 2 - 3 Minuten ist die Klaue wieder belastbar.

- beinhaltet 25 Stück

Produkteinheiten pro Packung: 1 Pkg.