

Kerbl Technovit 2 Bond Set für 10 Anwendung ohne Dosierpistole



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

52,36 €

1-2Days
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Technovit-2-Bond - Nachfüllpackung

Der schnelle 2-Komponenten-PU-Klebstoff zur Klauenbehandlung!

Technovit-2-Bond ist ein schnelltrocknender Zweikomponenten-Kleber zur Klauenbehandlung. Mit einer geringen Menge des Klebstoffes befestigen Sie binnen Sekunden Holz- oder Gummiklötze an gesunden Klauen, um die erkrankte nach Behandlung zu entlasten und die Heilung zu beschleunigen.

- ohne Dosierpistole
- für 10 Anwendungen

Die Vorteile auf einen Blick:

- trocknet innerhalb 30 Sekunden
- sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen
- die Klaue ist bereits nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15°)
- haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen
- einfach in der Anwendung 13 kein Anmischen, keine Abfälle
- geruch- und gefahrlose Anwendung auch in Räumen

So einfach ist die Anwendung: Entfernen Sie den Verschluss an der Kartusche und setzen Sie die Mischkanüle auf. Drücken Sie eine kleine Menge Klebstoff heraus. Dies ist notwendig, dass sich die zwei Komponenten optimal mischen. Tragen Sie nun einen Strang des Klebstoffs auf den Klotz. Setzen Sie die Klotz zügig auf die vorher bearbeitete, saubere und trockene gesunde Klaue. Nach ca. 30 Sekunden ist der Kleber ausgehärtet, nach ca. 2 13 3 Minuten ist die Klaue wieder belastbar.

Produkteinheiten pro Packung: 1 Pkg.